

Профессиональный уход за кожей лица

BIOPURE

SKIN OXYGEN THERAPY

Уход для выведения токсинов и супер оксигенации кожи

Динамика клеточной оксигенации – Щит анти-загрязнение

Захват загрязняющих агентов благодаря «патч Магниту».

Нейтрализует токсичные частицы – Противодействует гипоксическому стрессу.



ERICSON LABORATOIRE

SKIN OXYGEN THERAPY

Кислород необходим для жизни. Клетки кожи нуждаются в постоянном поступлении кислорода для того, чтобы производить энергию, необходимую для их метаболизма и, таким образом, чтобы гарантировать жизнеспособность нашей кожи. Без постоянного поступления кислорода клетки нашего организма очень быстро устают и подвергаются так называемому «гипоксическому стрессу». К сожалению, городской воздух беден кислородом. Кроме того, отрицательные стороны растущей урбанизации: загрязнение, тяжелые металлы, табак и пролиферация микробов усиливают

эту гипоксию кожи. Страдающая от стресса и от недостатка кислорода, наша кожа утомляется и теряет свой энергетический потенциал. Мы тяжело переносим это понижение энергетической зарядки наших клеток, которое доводит иногда до... крайней усталости. Чтобы противодействовать кислородному голоданию и загрязнению, наши лаборатории разработали BIO-PURE, гамму СРЕДСТВ ДЛЯ ГОРОДА, предназначенных для горожанок, которые страдают от недостатка чистого воздуха и желают произвести глубокое очищение кожи от токсинов и улучшить дыхание клеток.



1/ АКТИВНОЕ НАСЫЩЕНИЕ КИСЛОРОДОМ: Мы...

- Активизируем синтез молекул, участвующих в процессе дыхания
- Увеличиваем циркуляцию кислорода внутри клеток
- Дарим коже способность лучше противостоять бедной кислородом среде
- Помогаем коже лучше бороться с гипоксическим стрессом.

2/ ЩИТ АНТИ-ЗАГРЯЗНЕНИЕ: Мы...

- Стимулируем процессы очищения клеток, благодаря особым протеинам, которые, имея «магнитный» эффект, улавливают находящихся на коже загрязняющих агентов и задерживают их. Этот эффект мы называем «патч магнит».
- Реактивируем системы натуральной защиты против атак токсичных молекул (тяжелые металлы, сигаретный дым). Благодаря их высокому молекулярному весу, описанные выше протеины образуют на коже настоящий щит анти-загрязнение.

3/ МОЩНОЕ СТИМУЛИРУЮЩЕЕ СВОЙСТВО

Вялая кожа - кожа, которая быстрее устает и стареет. Она больше не способна реагировать на атакующие ее токсичные молекулы и ее защитная и восстановительная системы становятся менее эффективными. Мы...


- Перезаряжаем «энергетические батареи» клеток кожи
- Стимулируем возобновление биологического горючего, чем является АТФ.
- Помогаем клеткам лучше бороться против загрязнения и окружающего стресса

РЕЗУЛЬТАТЫ:

Результаты весьма интересные, так как 90% добровольцев, которые протестировали эти средства, ощущают, что кожа лучше дышит, становится более чистой и приобретает тонус. Результаты видны мгновенно **сияние, энергия, свежесть лица.**



АТФ : ПОСТАВЩИК КЛЕТОЧНОЙ ЭНЕРГИИ




Митохондрии представляют собой «энергетическую станцию» клетки. АТФ, универсальное клеточное горючее, принимает участие во всех реакциях биосинтеза внутри клетки.

Он также принимает участие в транспортировке веществ через мембраны и, конечно же, в обменах клетки с внешней средой. Он помогает клетке вносить питательные вещества и удалять отходы метаболизма.

Вот наглядный пример основной роли АТФ в организме: каждый день, взрослый человек использует и перерабатывает в среднем количество АТФ, равное 75% веса его тела! Запас АТФ в теле фактически незначителен. В организме постоянно находится всего лишь 75 г АТФ, количество, которое может обеспечить 52 секунды автономии! То есть обеспечивать постоянный синтез АТФ крайне необходимо.

СВОБОДНЫЕ РАДИКАЛЫ, ГИПОКСИЧЕСКИЙ СТРЕСС = УСКОРЕННОЕ СТАРЕНИЕ КЛЕТОК




Митохондрии производят энергию, а также, как любая станция, энергетические отходы в виде свободных радикалов.

При недостаточном поступлении кислорода (гипоксия) деятельность митохондрий понижается и наблюдается перепроизводство свободных радикалов.

Этот избыток свободных радикалов вызывает биохимические реакции в цепи, которые приводят к ухудшению обмена веществ клеток (окисляющий стресс или стресс относящийся к окислению). Свободные радикалы также повреждают жирные ненасыщенные кислоты защитных мембран клеток (липоперокисление).

Клеточные мембраны теряют свою проницаемость и гибкость, а их обмена (ассимиляция, выделение, передача гормонального или раздражительного импульса) замедляются.



ERICSON LABORATOIRE предлагает настоящую КИСЛОРОДНУЮ ТЕРАПИЮ, линию препаратов БИОПЮР, разработанную специально для городских условий жизни, чтобы бороться с загрязнениями кожи, связанными с окружающей средой, чтобы глубоко очищать кожу и улучшить дыхание клеток.

PURISOFT: ЗАЩИТА ПРОТИВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ




Чтобы усилить защитную способность кожи гаммы BIOPURE, ERICSON LABORATOIRE внедрила новый активный компонент, происходящий из биотехнологии: PURISOFT. PURISOFT, как магнит, притягивает находящиеся в коже загрязняющие агенты и тяжелые металлы и нейтрализует их: эффект «ПАТЧ МАГНИТ». PURISOFT, стимулируя систему кожной самозащиты, удаляет все вредные микро-частицы, которые нарушают дыхание кожи.

Тест эффективности ин витро: цитозащита против тяжелых металлов



Оценка способности PURISOFT защищать фибробласты против стресса, вызванного загрязняющими агентами. В этом тесте, ртуть и кадмий использованы как пример загрязнения, вызванного окружающей средой. Жизнеспособность кожи оценена по количеству клеточных протеинов.

Тест эффективности экс-виво: цитозащита против сигаретного дыма



Сигаретный дым
+3% - PURISOFT®

Для этого теста был использован сигаретный дым, так как он содержит очень большое количество загрязняющих агентов. На культурах кожи этот «загрязняющий стресс» вызывает продукцию HSP 27 (Heat Shock Proteins).

Также наблюдается, что жизнеспособность фибробластов: увеличивается в 3 раза, благодаря нейтрализации кадмия, и увеличивается в 6 раз, благодаря нейтрализации ртути. Этот результат объясняется важной защитной ролью против загрязнения гаммы PURISOFT, способной поглощать и нейтрализовать токсичные агенты, содержащиеся в сигаретном дыме.

Тест эффективности ин vivo: тест очищающего результата на кожу

Как загрязняющее вещество, чтобы испачкать кожу, был использован уголь. Затем на одну зону кожи наносился лосьон, содержащий PURISOFT, а на другую лосьон, содержащий плацебо.




Лосьон содержащий
+1,5% PURISOFT®

Результаты теста доказали эффективность PURISOFT для очистки кожи, он легко удаляет все микро-частицы внешней среды, затрудняющие дыхание кожи. Он очищает кожу, защищает ее от загрязнения, образуя защитный барьер, который не дает загрязняющим агентам прилипнуть к коже.



PHYTOVITYL: РЕГЕНЕРАЦИЯ КЛЕТОЧНОГО АТФ



PHYTOVITYL - растительная фракция, полученная контролируемой экстракцией семян кукурузы (без ГМО), основные компоненты которой принимают участие в обмене веществ на уровне клеток. Основные компоненты:

- производное мио-инозита в виде ионов фитатов.
- олигоэлементы (Fe, Cu, Zn, Mn)
- сахара,
- азотные вещества (белки, аминокислоты),
- витамины В (В1, В2, В3, В5).


Оценка ин vitro эффекта анти-загрязнение фитовитала



Этот тест показывает эффект концентрации PHYTOVITYL на хелацию кадмия по отношению к фитиновой кислоте. PHYTOVITYL защищает кожу от агрессивного воздействия тяжелых металлов, предлагая, таким образом, эффективное решение в борьбе против преждевременного старения кожи.


ОЦЕНКА ИН ВИТРО АНТИРАДИКАЛЬНОГО ЭФФЕКТА ФИТОВИТИЛА:

ТЕСТ ИН ВИТРО: ПРОТИВ МОРЩИН




Количество борозд микрорельефа уменьшается на 59%.

Тесты доказывают эффективность PHYTOVITYL как превосходного фитостимулирующего, борющегося с загрязнениями и предупреждающего старение средства.



Защитный эффект PHYTOVITYL доказан по отношению к количеству МДА (Малондиальдегид), произведенному при расщеплении поли-ненасыщенных жирных кислот клеточной мембраны. Благодаря своим антиокисляющим свойствам, PHYTOVITYL тормозит липидное перокисление.

ОЦЕНКА ИН ВИТРО ЭФФЕКТА ФИТОВИТИЛА НА СИНТЕЗ ВНУТРИКЛЕТОЧНОГО АТФ.



PHYTOVITYL увеличивает продукцию внутриклеточного АТФ на 144%.

Таким образом, все обмены веществ клеток стимулируются, что обеспечивает клетке лучшую защиту против свободных радикалов.


OXYGESKIN: ДИНАМИКА ОКСИГЕНАЦИИ КОЖИ



Наши исследовательские лаборатории разработали OXYGESKIN, активный компонент богатый арабиногалактанами, который мы извлекаем из большого капуцина (*Tropaeolum majus*). OXYGESKIN:

- Увеличивает способность ответа на гипоксический стресс, нормализуя продукцию HIF-1 α , настоящего «ключа» к способности клеток приспосабливаться к слабому уровню кислорода.
- Облегчает клеточную транспортировку кислорода, увеличивая синтез цитоглобина.

ТЕСТ ЭФФЕКТИВНОСТИ № 1



Воздействие OXYGESKIN на продукцию HIF-1 α нормальными фибробластами и стареющими фибробластами в условиях гипоксии.

Продукция HIF-1 α увеличивается на 92%, позволяя фибробластам эффективно защищаться против гипоксии и продолжать производить необходимые волокна поддержки для хорошего тонуса тканей.

ТЕСТ ЭФФЕКТИВНОСТИ № 2

Оценка синтеза цитоглобина на стареющих фибробластах. OXYGESKIN увеличивает синтез цитоглобина на 56%, создавая благоприятные условия для транспорта кислорода в клетках. Это позволяет активизировать продукцию АТФ, необходимую для жизнедеятельности клеток.



ЛИНИЯ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ BIOPURE

ЛИНИЯ ДЛЯ ДОМАШНЕГО УХОДА



E837/	ДЕТОКСИФИЦИРУЮЩЕЕ МОЛОЧКО	E842/	ОКСИГЕЛЬ
E838/	ЛОСЬОН КИСЛОРОДНЫЙ	E844/	ГИДРА СОФТ
E839/	ПЕНКА ФИТОКСИГЕН	E843/	ГИДРА МАТТ
E840/	ДЕТОКС ГОМ	E845/	ИНТЕНСИВНЫЙ РЕОКСИГЕН
E846/	ДЕТОКС МАКС		
E841/	СЫВОРОТКА КИСЛОРОДА		

Линия ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УХОДА



E847/	ДЕТОКСИФИЦИРУЮЩЕЕ МОЛОЧКО	E849/	НАБОР ОКСИБУСТЕР
E848/	ЛОСЬОН КИСЛОРОДНЫЙ	- E850/	СЫВОРОТКА ОКСИГЕН
E856/	ГИДРА СОФТ	- E851/	СЫВОРОТКА ОКСИМАТ
E857/	ГИДРА МАТТ	E852/	НАБОР МАСКИ ДЕТОКСИГЕН
E855/	ИНТЕНСИВНЫЙ РЕОКСИГЕН	- E853/	МАСКА ЛОВУШКА ТОКСИНОВ
		- E854/	ЛОСЬОН АНТИ-ДЕТОКС

ЛИНИЯ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ BIOPURE

ПРЕПАРАТ	ДЕЙСТВИЕ	АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ	ДЕЙСТВИЕ
ДЕТОКСИФИЦИРУЮЩЕЕ МОЛОЧКО Домашний уход: Арт. E837 - флакон 250 мл. Профессиональный уход: Арт. E847 - флакон 500 мл.	Снимает макияж, тщательно и нежно очищает кожу, страдающую от недостатка кислорода. Удаляет все загрязнения.	<ul style="list-style-type: none"> • ПЮРИСОФТ • ФИТОВИТИЛ • ОКСИГЕСКИН 	Фито-стимулирующее действие. Активное действие против загрязнения. Активизирует процесс насыщения кожи кислородом.
ЛОСЬОН КИСЛОРОДНЫЙ Домашний уход: Арт. E838 - флакон 250 мл. Профессиональный уход: Арт. E848 - флакон 500 мл.	Дополняет и завершает снятие макияжа. Очищает и успокаивает кожу, страдающую от городского стресса.	<ul style="list-style-type: none"> • ПЮРИСОФТ / • ФИТОВИТИЛ / • ОКСИГЕСКИН • МАСЛО КАЛЕНДУЛЫ • Э.М. МЯТЫ 	Смягчающее и успокаивающее действие. Тонизирующее действие.
ПЕНКА ФИТОКСИГЕН Домашний уход: Арт. E839 - флакон 150 мл.	Очищающий, снимающий макияж маслянистый мусс. Очищает и устраняет загрязнения, не высушивая кожу.	<ul style="list-style-type: none"> • ПЮРИСОФТ / • ФИТОВИТИЛ / • ОКСИГЕСКИН • ЭВЕРМАТ • МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА 	Регулирует себорею. Регулирует pH.
ДЕТОКС ГОМ Домашний уход: Арт. E840 - тюбик 50 мл.	Оказывает одновременно отшелушивающее и осветляющее действие благодаря насыщенности в каолине.	<ul style="list-style-type: none"> • ПЮРИСОФТ / • ФИТОВИТИЛ / • ОКСИГЕСКИН • ЭКСТРАКТ БОЯРЫШНИКА • ЭКСТРАКТ ШАЛФЕЯ 	Антиоксидантное действие. Противовоспалительное действие
ДЕТОКС МАКС Домашний уход: Арт. E846 - тюбик 50 мл.	Эта очищающая маска, настоящая биологическая промокательная бумага, способна поглощать все вещества и частицы, загрязняющие и закупоривающие кожу.	<ul style="list-style-type: none"> • ПЮРИСОФТ / • ОКСИГЕСКИН • ЭКСТРАКТ ИРИСА • ЭКСТРАКТ ЛОПУХА 	Заживляющее и регенерирующее действие. Смягчающее, вяжущее действие.
СЫВОРОТКА КИСЛОРОД Домашний уход: Арт. E841 - Флакон-насос 30 мл Профессиональный уход: Арт. E850 Набор из 6 ампул по 3 мл. E849	Возобновляет клеточное дыхание и повышает тонус вялой, ослабленной и страдающей от недостатка кислорода кожи.	<ul style="list-style-type: none"> • ПЮРИСОФТ / • ФИТОВИТИЛ / • ОКСИГЕСКИН • АСПАРЛИН • ДЕТОКСИЛ 	Увеличивает обмен веществ в клетках. Активное действие против загрязнения.
ОКСИГЕЛЬ Домашний уход: Арт. E842 - Баночка 50 мл.	Тающий гель освежает и активизирует тусклую и уставшую кожу.	<ul style="list-style-type: none"> • ПЮРИСОФТ / • ФИТОВИТИЛ / • ОКСИГЕСКИН • ИНДИНИЛ • СИАМОЛЕНТ 	Длительное увлажняющее действие. Снижение PIE.
ГИДРА СОФТ Домашний уход: Арт. E844 - Баночка 50 мл. Профессиональный уход: Арт. E856 - тюбик 200 мл.	Концентрат увлажнения, позволяет поддерживать водный запас кожи, снимает признаки усталости.	<ul style="list-style-type: none"> • ПЮРИСОФТ / • ФИТОВИТИЛ / • ОКСИГЕСКИН • ФУКОГЕЛЬ • МАСЛО КАЛЕНДУЛЫ 	Мощное увлажняющее действие Смягчающее и успокаивающее действие.
ГИДРА МАТТ Домашний уход: Арт. E843 - Баночка 50 мл. Профессиональный уход: Арт. E857 - тюбик 200 мл.	Эффективно регулирует излишки кожного жира и стягивает поры. Кожа приобретает и сохраняет безукоризненную матовость.	<ul style="list-style-type: none"> • ПЮРИСОФТ / • ФИТОВИТИЛ / • ОКСИГЕСКИН • ЭВЕРМАТ • ЦИНКИДОН 	Регулирует себорею. Регулирует себорею, заживляет.
ИНТЕНСИВНЫЙ РЕОКСИГЕН Домашний уход: Арт. E845 - Баночка 50 мл. Профессиональный уход: Арт. E855 - тюбик 200 мл.	Биостимулирующее действие, активизирует клеточное дыхание и регенерирует вялую, страдающую от недостатка кислорода атоническую кожу.	<ul style="list-style-type: none"> • ПЮРИСОФТ / • ФИТОВИТИЛ / • ОКСИГЕСКИН • ФИЛДЕРМ • АЦЕРОЛА 	Повышает потребление кислорода клетками кожи. Антиоксидантное и регенерирующее действие.
СЫВОРОТКА ОКСИМАТ Профессиональный уход: Арт. E851 - Набор из 6 ампул по 3 мл E849.	Сыворотка - ловушка находящихся на коже загрязняющих агентов благодаря «патч груз» эффекту. Мощное действие выведения токсинов из кожи.	<ul style="list-style-type: none"> • ПЮРИСОФТ • ФИКОСАХАРИД АС 	Фито стимулирующее активное действие. Регулирует себорею, заживляет.
МАСКА ЛОВУШКА ТОКСИНОВ Профессиональный уход: Арт. E853 Набор из 6 пакетиков по 26,4 г E852.	Настоящая биологическая промокательная бумага, она поглощает и удаляет загрязнения кожи.	<ul style="list-style-type: none"> • КАОЛИН • ПУДРА РИСА • ЭКСТРАКТ ГОДЖИ 	Абсорбирующее и очищающее действие. Нежный скраб. Антиоксидантное и регенерирующее действие
ЛОСЬОН АНТИДЕТОКС Профессиональный уход: Арт. E854 Набор из 6 пакетиков по 30 г E852.	Производит мощное антиоксидантное действие и придает силу.	<ul style="list-style-type: none"> • ЭКСТРАКТ КУРКУМЫ • БЕЛЫЙ ЧАЙ • ОКСИГЕСКИН 	Противовоспалительное действие Антиоксидантное действие. Активизирует насыщение кожи кислородом.

BIOPURE

ПОКАЗАНИЯ

Динамика клеточной оксигенации – Захват загрязняющих агентов благодаря «патч магнитному» эффекту.
Щит анти-загрязнение - Нейтрализует токсичные частицы – Противодействует гипоксическому стрессу.

1



ОЧИСТКА

Очистить лицо и шею ДЕТОКСИФИЦИРУЮЩИМ МОЛОЧКОМ (E847) и КИСЛОРОДНЫМ ЛОСЬОНОМ (E848).

2



ОТШЕЛУШИВАНИЕ

Нанести на лицо и шею один из трех скрабов DERMA-SCRUB (E605), GOMMAXX (E37) или DERMA GUM (E73), в зависимости от чувствительности кожи. Произвести круговые движения для эксфолиации мертвых клеток. Затем очистить влажной губкой, завершить очистку КИСЛОРОДНЫМ ЛОСЬОНОМ (E848).

3



НАНЕСЕНИЕ СЫВОРОТКИ

Нанести на все лицо и шею ампулу СЫВОРОТКИ КИСЛОРОД (E850) и впитать легкими касательными движениями.

4



МАССАЖ

Произвести длительный и нежный массаж лица и шеи при помощи КРЕМА для МАССАЖА ИНТЕНСИВНЫЙ РЕОКСИГЕН (E855).

5



МАСКА ДЕТОКСИГЕН

Смешать в тигле 1 пакетик МАСКИ «ЛОВУШКА ТОКСИНОВ» (E853) с 1 пакетиком ЛОСЬОНА АНТИДЕТОКС (E854) и нанести кисточкой тонкий слой МАСКИ непосредственно на лицо и шею. Наложить на глаза 2 кружочка ватки, пропитанные УСПОКАИВАЮЩИМ ЛОСЬОНОМ ВЮРТИС (E234). Наложить марлю на все лицо и шею: проследить, чтобы она хорошо прилегала к коже, затем слегка потянуть вверх, чтобы получить совершенное моделирование лица и шеи. Нанести второй более толстый слой маски. Подержать 20 минут. Осторожно снять марлю. Очистить все лицо и шею влажной губкой, а затем КИСЛОРОДНЫМ ЛОСЬОНОМ (E848).

6



НАНЕСЕНИЕ СЫВОРОТКИ

Нанести на все лицо и шею ампулу СЫВОРОТКИ ОКСИМАТ (E851) и впитать легкими касательными движениями.

7



МОДЕЛИРОВАНИЕ

Произвести легкое моделирование КРЕМОМ ГИДРА СОФТ (E856) или КРЕМОМ ГИДРА МАТТ (E857) согласно типу кожи.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ = 1 час 15 минут
КУРС = 6 СЕАНСОВ
ПЕРИОДИЧНОСТЬ = 1-2 РАЗА В НЕДЕЛЮ

ERICSON LABORATOIRE

COMMERCIAL - 22 AV. DE LA DIV. LECLERC - BOBIGNY 93017 - FRANCE
WWW.ERICSON-LABORATOIRE.COM - EXPORT@ERICSONLABORATOIRE.COM
CODE / FM23